

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn engangsøretragte, sort

Engangsøretragte i sort, der passer til samtlige Welch Allyn otoskoper.

Findes i børnestørrelse 2,75 mm og voksenstørrelse 4,25 mm.

Øretragtene er udført i ugiftig plastik.



Indholdsstoffer/materiale: Polypropylen, sort farve

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Ej relevant

Holdbarhed: Ej relevant

Bortskaffelse vare: Forbrænding/genanvendelse

Bortskaffelse emballage: Forbrænding/genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6162250	Welch Allyn	Engangs øretragte til børn, sort	2,75 mm	Pk. a 34 stk. – Ps. a 25 pk.	52432-UB
6162400	Welch Allyn	Engangs øretragte til voksne, sort	4,25 mm	Pk. a 34 stk. – Ps. a 25 pk.	52434-UB