

# PRODUKTDATABLAD


## FreeStyle Lite teststrimler

Teststrimler til brug sammen med FreeStyle Freedom Lite og FreeStyle Lite blodsukkerapparater samt FreeStyle Navigator 2.0 (kontinuerlig blodsuktermåler).

Beholderen med teststrimler er let oplukkelig.

Udløbsdato og opbevaringstemperatur står på emballagen.

Kan måle op til 3048 meter over havets overflade uden at resultatet påvirkes.



<b>Måleområde:</b>	1,1 – 27,8 mmol/l
<b>Kodes/kalibreres:</b>	Automatisk
<b>Måletid:</b>	4 sekunder
<b>Blodmængde:</b>	0,3 µl
<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	FAD Glukosedehydrogenase(Aspergillus Oryzae)
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ja/IVD class IIb
<b>Steril vare/metode:</b>	Nej
<b>Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:</b>	Ja
<b>Holdbarhed fra produktionen:</b>	18 måneder
<b>Holdbarhed teststrimler efter åbning:</b>	Til udløbsdato på pakken
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Følg lokale regler
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug

# PRODUKTDATABLAD

## FreeStyle Lite teststrimler

<b>Blodet suges fra:</b>	Siden af teststrimlen
<b>Genopfyldning af teststrimmel:</b>	Ja, 60 sekunder
<b>Batchnummer:</b>	Ja
<b>Dansk mærkning på emballagen:</b>	Ja
<b>Dansk brugsanvisning:</b>	Ja
<b>Opbevaring af teststrimler:</b>	+4 °C til +30 °C
<b>Måling skal foretages ved temperatur:</b>	+4 °C til +40 °C
<b>Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:</b>	Ja
<b>Særlig bemærkning:</b>	Teststrimmel kan anvendes en gang
<b>Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:</b>	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig. 6407253 FreeStyle Freedom Lite samt FreeStyle Navigator 2.0 Samt udgåede blodsukkerapparat: FreeStyle Lite.
<b>Teststrimler passer til følgende apparat:</b>	

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6407262	70813	FreeStyle Lite teststrimler	æske a 50 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.