

## Specifikationer

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendelsesområde              | Cardiology/High Performance   |
| Binaural Construction          | To-i-en slange  |
| Chestpiece Technology          | Enkeltsidet   |
| Diameter på membran            | 5,1   |
| Eartip Type                    | Soft Sealing  |
| Ekstra øreoliven               | Ja  |
| Evidens for udsagn             | Selv certificeret   |
| Finish på bryststykke          | Mat sort, Messing, Maskinelt bearbejdet rustfrit stål, Poleret rustfrit stål, Smoke |
| Længde                         | 69 cm   |
| Materiale på bøjlesæt          | Bred diameter Aerospace legering / anodiseret aluminium                             |
| Materiale på membran           | Epoxy/Fiberglas   |
| Miljøudsagn relaterer til      | Produkt   |
| Miljøudsagn under udarbejdelse | Ja  |
| Model                          | Master Cardiology   |
| Nettovægt (meter)              | 185 g   |
| Packs per order unit           | 1   |
| Patient                        | Adult, Infant, Pædiatrisk   |
| Product to Review              | 3M™ Littmann® Master Cardiology™ Stethoscope  |
| Specielle adaptorer            | Ja  |
| Stilling                       | Medical Student   |
| Type af membran                | Flydende membran  |
| Vægt på bryststykke            | 90 g  |
| Ydeevne                        | 10  |