



Vælg det stetoskop, som bedst hjælper dig med at yde dit bedste.

3M™ Littmann® stetoskoper er udstyret med justérbare headsets med bløde øreoliven. Udvalgte mekaniske Littmann stetoskoper er designet med flydende teknologi, der giver dig mulighed for at høre lyde med forskellig frekvens ved blot at justere trykket på bryststykket. Få den akustiske ydeevne, høje kvalitet og komfort, som du har brug for, med et Littmann stetoskop.

	AKUSTISK YDEEVNE							
	6	7-8		9-10		10+		
	Lightweight II S.E. stetoskop	Classic II Pædiatriske stetoskoper og Infant-stetoskoper		Master Classic II™ stetoskop	Classic III™ overvågnings-stetoskop	Cardiology IV™ diagnostisk stetoskop	Master Cardiology™ stetoskop	CORE Digital stetoskop
	Stetoskop ideel til målinger af blodtryk og til at foretage simple patientundersøgelser.	Holdbart, pålideligt klinisk værktøj til fysiske undersøgelser og overvågning af dine patienter, igen og igen.			Giver en fremragende akustisk ydeevne, som hjælper dig med at foretage detaljeret diagnostisk auskultation. Velegnet i udfordrende miljøer og på intensivafdelinger.		Højtydende auskultation. Hør mere med forstærkning, støjreduktion og mobil forbindelse.	
Længde	71 cm	71 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm	
Vægt	118 g	105 g, 95 g	160 g	150 g	177 g	185 g	232 g	
Garanti	2 år	3 år	3 år	5 år	7 år	7 år	2 år	
Membran	Flydende	Ikke-flydende		Flydende	Flydende (2)	Justérbar (2)	Flydende	Flydende (2)
Diameter på bryststykke	Dobbeltsidet 5,2 x 4,5 cm 3,5 x 3,2 cm	Dobbeltsidet Pædiatrisk 3,4 cm 2,7 cm Infant 2,8 cm 1,7 cm		Enkelt-sided 4,3 cm	Dobbeltsidet Voksenside 4,3 cm Pædiatrisk side 3,4 cm	Dobbeltsidet Voksenside 4,3 cm Pædiatrisk side 3,4 cm	Enkelt-sided 4,8 cm	Dobbeltsidet Voksenside 4,3 cm Pædiatrisk side 3,4 cm
Funktioner	Dråbeformet bryststykke Passer under blodtryksmanchet	Særligt designet til de mindste patienter		Designet til at være nemmere at holde på og håndtere	Konvertérbar åben klokke	Konvertérbar åben klokke Slange med dobbelt lumen	Slange med dobbelt lumen Bedste akustiske respons inden for Littmanns mekaniske stetoskoper	Op til 40x forstærkning af lyden* Skift mellem analog og forstærket lyttetilstand tilsluttes til Eko-software på en smart enhed** for at visualisere, registrere og dele data



Styrken til at lære findes i din hånd.

*ved højeste frekvens versus analog tilstand
**medfølger ikke



3M™ Littmann® stetoskoper: bestillingsinformation og vejledning til slangefarver

Komponenter
(Bryststykke/bøjlesæt/stamme)

Lightweight II SE stetoskop	Classic II Infant stetoskop	Classic II Pediatric stetoskop	Master Classic II™ stetoskop	Classic III™ overvågningsstetoskop	Cardiology IV™ diagnostisk stetoskop	Master Cardiology™ stetoskop	CORE Digital stetoskop
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	------------------------

Slangefarve

Alle almindelige finishes	2450 Sort	2114 Sort	2113 Sort	2144L Sort	5620 Sort	5627 Bordeaux	6152 Sort	6156 Blomme	2160 Sort	
	2451 Bordeaux	2114R Rød	2113R Rød	2146 Bordeaux	5621 Grå	5633 Perlemorslyserød	6154 Marineblå	6158 Hindbærfarvet	2163 Bordeaux	
	2452 Azurblå	2124 Azurblå	2119 Azurblå	2147 Marineblå	5622 Marineblå	5831 Blomme	6155 Jægergrøn	6184 Bordeaux	2164 Marineblå	
	2454 Himmelblå		2122 Hindbærfarvet		5623 Azurblå	5832 Lavendel			2167 Blomme	
	2456 Perlemorslyserød				5630 Himmelblå	5835 Turkis				
Helt sort			2141 Sort	5803 Sort	5868 Bordeaux	6163 Sort	6168 Marineblå	2161 Sort	8490 Sort	
Alle messingfarvede finishes								2175 Sort		
Alle kobberfarvede finishes					5809 Chokolade					
Alle røgførvede					5811 Sort				2176 Sort	
	Regnbue/messing/messing	2157 Hindbærfarvet	2153 Azurblå		5806 Hindbærfarvet	5807 Azurblå				
Messing/røgførvet/røgførvet										
Regnbue/sort/sort					5870 Sort		6165 Sort			
Spejloverflade/røgførvet/røgførvet						5863 Marineblå				
Spejloverflade/standard/spejloverflade							6177 Sort	6170 Bordeaux		
Champagne/røgførvet/røgførvet					5861 Sort	5864 Bordeaux	6179 Sort			
Champagne/sort/champagne							6176 Bordeaux	6190 Azurblå		
Højglans med regnbue/sort/sort							6242 Marineblå			
Højglans med regnbue/røgførvet/røgførvet							6240 Sort	6241 Hindbærfarvet		
SERIER MED FARVET STAMME: (indsat firkant repræsenterer stammefarven)										
Sort/sort/farve							6200 Sort	6203 Sort		
Højglans med røgførve/sort/farve							6201 Sort			
							6202 Marineblå	6204 Sort		
Højglans med røgførve/røgførvet/farve							6232 Sort	6234 Azurblå		
							6238 Grå			
Regnbue/sort/farve							6205 Blomme			
Champagne/sort/farve							6206 Jægergrøn			
Spejloverflade/røgførvet/farve					5872 Turkis	5875 Limegrøn				
					5873 Grå					
Spejloverflade/røgførvet/farve					5960 Blomme	5962 Perlemorslyserød				
Spejloverflade/standard/farve										

Komponenter:
Bryststykke/bøjlesæt/stamme

Almindelig finish

Sort

Messing finish

Kobber finish

Røgførvet

Regnbue

Spejloverflade

Champagne

Højglans med røgførve

Højglans med regnbue

De viste farver er tilnærmelsesvis.

www.littmann.dk | Også tilgængeligt: Veterinærstetoskop (1392), undervisningsstetoskop (2138)

© 3M 2021. All rights reserved. 3M, Littmann, the L Littmann logo, Classic III, Cardiology IV, Master Classic II and Master Cardiology are trademarks of 3M. Used under license in Canada. Eko trademarks, including CORE, are marks and/or registered marks of Eko Devices Inc. All other trademarks are property of their respective owners. OMG154398