

KERN YKA-43

Steckernetzteil 100 V - 240 V, Standard EURO/US/AUS/UK/CH

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Steckernetzteil

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Energieversorgung

Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	12 V, 500 mA
Steckernetzteil Art	Steckernetzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK CH

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	105×85×60 mm
Nettogewicht	0,1508 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,181 kg

Piktogramme

STANDARD

