

## **Skalpel håndtag**

Gældende for varenumre: 10126, 10127, 10128, 10100, 10105, 10102, 10103, 10104, 10101, 10106, 10107, 10129.

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

**Anvendelse:** Disse skalpelhåndtag bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

**Tilsigtet anvendelse af instrumentet:** Kirurgisk instrument, der sættes på et skalpelblad for at lave incision/snit med, og til at foretage skarp dissektion.

**Uegnet brug / kontraindikation af produktet:** Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

**Betjening af skalpel håndtag:** Skalpel håndtaget betjenes sammen med et skalpelblad til incisioner/snit i huden og til præcisionssnit.

**Yderligere oplysninger, vedligeholdelse, opbevaring:** Når det bruges og opbevares korrekt, vil dette produkt holde i mange år, da det er flergangshåndtag lavet i rustfrit stål.

**Garanti:** Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

### **Instruktioner:**

**Opbevaring og transport:** ingen specielle krav

**Rengøring:** Skalpel håndtaget kan steriliseres i en autoklave.

**Desinfektion:** Skalpel håndtaget kan steriliseres i en autoklave.

**Sterilisering:** Skalpel håndtaget kan steriliseres i en autoklave.

**Vedligeholdelse:** Produktet behøver ikke jævnlig vedligeholdelse. Fjern og udskift altid beskadigede dele.

**Inspektions- og funktionstest:** Undersøg visuelt for skader og slid.

**Emballage:** Skalpel håndtaget er pakket individuelt i en standard polyethylenpose (plastpose).

**Opbevaring:** ingen særlige krav

**Bortskaffelse:** Dette produkt kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse

