

## **Skalpel med håndtag/engangsskalpeller**

Gældende for varenumre: 10164, 10165, 10166, 10167, 10168, 10169, 10170, 10171, 10172.

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

**Anvendelse:** Disse skalpeller/engangsskalpeller bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

**Tilsigtet anvendelse af instrumentet:** Kirurgisk instrument, der bruges til at lave incision/snit med, og til at foretage skarp dissektion.

**Uegnet brug / kontraindikation af produktet:** Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

**Betjening af skalpeller:** De sterile engangsskalpeller findes med forskellige bladvarianter til anvendelse til forskellige incisioner/snit. Bladet er af rustfrit stål, og plastråndtaget specielt designet for et godt greb.

**Yderligere oplysninger, vedligeholdelse, opbevaring:** Skalpellerne er pakket sterilt, og er KUN TIL ENGANGSBRUG.

**Garanti:** Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

### **Instruktioner:**

**Opbevaring og transport:** Tørt, bør ikke udsættes for direkte sollys. Bør opbevares i deres sterile emballage, samt i æsken/posen ved ikke anvendelse.

**Rengøring:** ingen

**Desinfektion:** ingen

**Sterilisering:** ingen

**Vedligeholdelse:** Produktet behøver ikke jævnlig vedligeholdelse. Fjern og udskift altid beskadigede dele.

**Inspektions- og funktionstest:** Undersøg visuelt for skader

**Emballage:** Skalpellen er pakket sterilt og individuelt i en standard polyethylenpose (plastpose).

**Opbevaring:** Tørt, bør ikke udsættes for direkte

**Bortskaffelse:** Dette produkt kan bortskaffes som skarpt affald eller i kanylebeholder

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse