

PRODUKTDATABLAD

Desinficerende alkoholswab.

Anvendes til huddeinfektion og desinfektion af stetoskoper, hætteglas/ampuller eller andre mindre og hårde overflader.

Æskerne indeholder enkeltpakkede, fnugfri og bløde swabs, som er vædet med 70% isopropylalkohol.

Alle swabs er foldet så de måler 5x5 cm (posestørrelse) og udfoldet måler de 3,25x3 cm.

Indholdsstoffer/materiale: Enkeltpakkede swabs med 70% isopropylalkohol

CE klassifikation: Ja – Class I

Opbevaring: Tørt, mellem 5-25 grader celsius, væk fra antændelseskilder og uden for børns rækkevidde

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse efter brug: Almindeligt husholdningsaffald