

PRODUKTDATABLAD

Mediq tungespatler i træ

Trætungespatel med bløde, afrundede kanter, størrelse 150x18x1,6 mm.



Indholdsstoffer/materiale:	Træ
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATBLAD

Mediq tungespatler i træ

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4626025	Mediq	Tungespatler i træ	15 cm	Æske a 100 stk - krt a 50 æsker	1091305