

PRODUKTDATABLAD

FreeStyle Freedom Lite blodsukkerapparat

FreeStyle Freedom Lite har meget store tal på displayet, hvilket gør det nemt at aflæse måleresultatet. Blodet suges hurtigt fra siden af teststrimlen og målingen starter først, når der er blod nok på strimlen.

Der kan indstilles 4 daglige alarmer til at minde om blodsuktermåling.

Lyd kan frakobles. Kan måle op til 3048 meter over havets overflade uden at påvirke resultatet.

Beholderen med teststrimler er let oplukkelig

Leveres som startsæt med fingerprikker, 10 teststrimler, 10 lancetter og etui.



Måleområde:	1,1 – 27,8 mmol/l.
Kodes/kalibreres:	Automatisk
Hukommelse:	400 målinger med dato og tid
Måletid:	4 sekunder
Gennemsnit:	7, 14 og 30 dage
Blodmængde:	0,3 µl
Teststrimmel:	50 stk. i beholder
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/IVD class IIb
Steril vare/metode:	Nej for apparat, fingerprikker/ja for lancetter - bestråling.
Opfylder de til enhver tid gældende love, direktiver, standarder og branchenormer:	Ja
Holdbarhed fra produktionen:	18 måneder - baseret på teststrimlernes udløb
Holdbarhed teststrimler efter åbning:	Til udløbsdato på pakken
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale regler
Bortskaffelse inder emballage:	Følg lokale regler
Bortskaffelse yder emballage:	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

FreeStyle Freedom Lite blodsukkerapparat

Blodet suges fra:	Siden af teststrimlen
Blodketon:	Nej
Genopfyldning af teststrimmel:	Ja, 60 sekunder efter første bloddråbe
Levetid/garanti:	4 år
Trådløs overførsel til anden enhed:	Nej
Tal størrelse på display:	2,0 cm
Automatisk alarm hændelser:	Ja, 4 påmindelses alarmer
Batchnummer:	Ja
Måleresultatet afhængig af rengøringen af blodsukkerapparatet	Nej
Dansk mærkning på emballagen:	Ja
Dansk brugsanvisning:	Ja
Apparat mål:	5,05 x 8,35 x 1,6 cm
Taske størrelse:	9,5 x 12,5 cm
Opbevaring for måleren:	-20 °C til +60 °C
Apparatets drift temperatur:	+4 °C til +40 °C
Måltidsmarkering:	Nej
Mulighed for enkelt teststrimmel ud af indpakningen:	Ja
Lys i strimmelport:	Nej
Batteri:	1 stk. 3V Lithium-CR2032 batteri (1000 tests)
Data overføres til PC:	Ja, kræver særskilt kabel
Allergifremkaldende stoffer eller på anden måde sundhedsskadelige for den pågældende bruger:	Produktet indeholder ikke kendte allergifremkaldende stoffer eller er på anden måde sundhedsskadelig.
Teststrimler som passer til apparatet:	6407262 FreeStyle Lite, teststrimler, ZipWik

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Indhold
6407253	70919-70	FreeStyle Freedom Lite blodsukkerapparat	1 stk.

* Henviser til producentens reference nr.