

# **Suturnåle**

Gældende for varenumre: 10162, 10163, 10185, 10186, 10197, 10198, 10230, 10235, 10448

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

**Anvendelse:** Suturnåle bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

**Tilsligtet anvendelse af instrumentet:** Suturnåle anvendes til at sy sår sammen.

**Uegnet brug / kontraindikation af produktet:** Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrumentet. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

**Betjening af reflekshamre:** Brug suturnålen til at sy et sår sammen med. Bruges almindeligvis sammen med nåleholder og tråd.

**Yderligere oplysninger, vedligeholdelse, opbevaring:** Når det bruges og opbevares korrekt, vil dette produkt holde i mange år.

**Garanti:** Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

## **Instruktioner:**

**Opbevaring og transport:** Ingen specielle krav

**Rengøring:** Tør suturnålen af med en fugtig klud eller et overfladerensemiddel. Vær opmærksom på de koncentrationer, der er specificeret af producenten af rengøringsmidlet.

**Desinfektion:** Desinfektionsmidler og rengøringsmidler kan anvendes med passende koncentrationer og i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis koncentrationen er for svag, vil opløsningen være ineffektiv. Hvis koncentrationen er for stærk, kan det beskadige instrumentet. Overhold de givne kontakttider! Desinfektions- og rengøringsopløsninger skal udskiftes regelmæssigt, da de mister deres effektivitet ved brug.

Desinfektion er det første trin, der skal udføres ved rengøring af forurenede genstande og materialer. Målet her er at reducere antallet af mikroorganismer og lette den efterfølgende rengøringsproces. Det er meget vigtigt at forhindre urenheder i at tørre på instrumentet / materialet. Desinficeringsprocessen tjener også til at beskytte personalet, mens det håndterer instrumenterne, såvel som det omgivende miljø. Denne valgte desinficeringsproces skal om

muligt udføres direkte på det sted, hvor instrumenterne blev brugt, og så hurtigt som muligt efter brug.

**Sterilisering:** Suturnåle kan steriliseres i en autoklave.

**Vedligeholdelse:** Produktet behøver ikke jævnlig vedligeholdelse. Fjern og udskift altid beskadigede dele.

**Inspektions- og funktionstest:** Undersøg visuelt for skader og slid. Før brug skal du sikre dig, at nålen fungerer som den skal.

**Emballage:** Nålene er pakket individuelt i en standard polyethylenpose (plastpose).

**Opbevaring:** Ingen særlige krav

**Bortskaffelse:** Bortskaf altid efter de lokale bestemmelser.

**Importør:** STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse