

PRODUKTDATABLAD

HEINE – AllSpec® øretragte

HEINE AllSpec® 2,5 mm eller 4 mm engangsøretragte til undersøgelse af voksne. Tragtene pakkes i refill-poser med 50 stk. eller 250 stk. AllSpec har en perfekt pasform til følgende otoskoper: BETA 400® F.O., BETA 200® F.O., K 180® F.O. og alle otoskoper i mini3000®-serien. Anvendelse med otoskop BETA 100® og K 100® kræver en tragt-adapter (6125053).

AllSpec øretragte passer også til ældre otoskopmodeller som mini2000®-serien og alpha+ og kan endda anvendes med mange otoskoper fra andre producenter end HEINE.

HEINE AllSpec® øretragte har altid rundede kanter og sprækker ikke, når de sættes fast på otoskopet.

Refill-embalagen med 50 tragte gør det nemt at påfylde den vægmonterede AllSpec® tragtendispenser (6161550).



Til engangsbrug.

Indholdsstoffer/materiale: Polystyren

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

2054-0011-02 / 06.07.2017

PRODUKTDATABLAD

HEINE – AllSpec® øretragte

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6161250	HEINE	AllSpec øretragt	2,5 mm	Pk. a 50 stk. – Krt. a 20 pk.	B-000.11.128 PACK OF 50 PCS
6161400	HEINE	AllSpec øretragt, engangs	4 mm	Pk. a 50 stk. – Krt. a 20 pk.	B-000.11.127
6161545	HEINE	AllSpec øretragt, engangs	2,5 mm	Pk. a 250 stk. – Krt. a 10 pk.	B-000.11.151
6161546	HEINE	AllSpec øretragt, engangs	4 mm	Pk. a 250 stk. – Krt. a 10 pk.	b-000.11.150
6161549	HEINE	Dispenser inkl. AllSpec øretragte	4mm + 2,5mm	Krt. a 2 x 500 stk. x dispenser	B000.11070

2054-0011-02 / 06.07.2017