

Tanita sammenligning af BC545N, BC601, RD545-HR og RD953

	BC545N 1682,00 kr inkl. moms	BC601 1860,00 kr inkl. moms	RD545-HR 3674,00 kr inkl. moms	RD953 1446,00 kr inkl. moms
Kapacitet	Op til 150 kg	Op til 150 kg	Op til 200 kg	Op til 200 kg
Præcision	100 g	100 g	50 g	50 g
Håndtag	Ja	Ja	Ja	Nej
Antal brugere	5	4	4	4
Alder	Fra 5 år	Fra 5 år	Fra 5 år	Fra 5 år
Hukommelse	Intern hukommelse – gemmer målinger i op til 12 mdr	Data lagres på medfølgende SD-kort, så data kan overføres til pc(ikke Mac). Software skal tilkøbes	Bluetooth der overfører data til app	Bluetooth der overfører data til app
Måleparametre	Kropsvægt BMI Kropsfedt i % Kropsvand i % Muskelmasse i kg Knoglemasse i kg Visceralt fedt vurdering BMR (hvilestofskifte) Din biologiske alder	Kropsvægt BMI Kropsfedt i % Kropsvand i % Muskelmasse i kg Knoglemasse i kg Visceralt fedt vurdering BMR (hvilestofskifte) Din biologiske alder	Kropsvægt BMI Kropsfedt i % Kropsvand i % Muskelmasse i kg Knoglemasse i kg Visceralt fedt vurdering BMR (hvilestofskifte) Din biologiske alder	Kropsvægt BMI Kropsfedt i % Kropsvand i % Muskelmasse i kg Knoglemasse i kg Visceralt fedt vurdering BMR (hvilestofskifte) Din biologiske alder
Ekstra måleparametre	Fysisk vurdering (physique rating)		Fysisk vurdering (physique rating) Muskelkvalitet Puls Sekmenteret måling (arme, ben, torso for sig)	Fysisk vurdering (physique rating)

Bemærk: For alle vægte gælder at børn (5-17 år) vil enheden kun vise kropsvægt, BMI og fedtprocent.